



VOCO ش.ذ.م.م، قسم التواصل المعرفي  
Anton-Flettner-Str  
3-1 Cuxhaven 27472  
Germany  
info@voco.de  
www.voco.dental

## VOCO Profluorid Varnish

### وصف المنتج:

VOCO Profluorid Varnish هو ورنيش يحتوي على الفلورايد لمعالجة أسطح المينا والعاج. وهو مثالي لإعادة التمدن والفلورة السريعين لما يسمى بمادة الأسنان الصلبة. نظرًا لاحتوائه على مصفوفة الروزين الطبيعي، يلتصق الورنيش أيضًا بالأسطح الرطبة ويتحمل اللعاب والرطوبة المتبقية. يضاف الزيليتول أيضًا إلى الورنيش. بالإضافة إلى خصائصه في تحسين الطعم، يُعتقد أن الزيليتول له تأثير مكافح للتسوس.

### المكونات (وغيرها):

يحتوي ورنيش VOCO Profluorid Varnish على روزين ونكهة صناعية وفلوريد الصوديوم وزيليتول. يحتوي 1 مل من ورنيش VOCO Profluorid Varnish على 50 مجم من فلوريد الصوديوم بما يعادل 22,6 مجم من الفلورايد.

### موانع الاستخدام:

- يحتوي ورنيش VOCO Profluorid Varnish على روزين ونكهة صناعية. إذا كان من المعروف أنك تعاني فرط الحساسية تجاه مكونات VOCO Profluorid Varnish، فلا تستخدمه.
- ينبغي ألا يُستخدم ورنيش VOCO Profluorid Varnish مع المرضى الذين يعانون تقرح اللثة أو التهاب الغشاء المخاطي للفم.
- ورنيش VOCO Profluorid Varnish غير مخصص للعلاج الجهازي.

### فئات المرضى المستهدفة:

يمكن استخدام ورنيش VOCO Profluorid Varnish مع جميع المرضى دون أي قيود تتعلق بالسن أو النوع.

### خصائص أداء المنتج:

تتوافق خصائص أداء المنتج مع متطلبات الغرض المقصود من الاستخدام ومعايير المنتج ذات الصلة.

### الاستخدام:

يُستخدم ورنيش VOCO Profluorid Varnish من قبل المستخدمين الذين تلقوا تدريبًا احترافيًا في طب الأسنان. الجرعة الموصى بها:

- لعلاج المرضى الذين يعانون في أسنانهم الأولية حوالي 0,25 مل من VOCO Profluorid Varnish
- لعلاج المرضى الذين يعانون في أسنانهم المختلطة أو الدائمة حوالي 0,40 مل من VOCO Profluorid Varnish

ضع طبقة رقيقة من VOCO Profluorid Varnish على بنية الأسنان الصلبة. تتقشر الطبقة السمكية بسهولة ولا توفر أي فوائد علاجية.

### التحضير:

قم بتنظيف منطقة علاج الجير جيداً. لتحقيق أفضل النتائج، ينبغي إزالة السائل أو اللعاب الزائدين من السطح المراد علاجه.

### طريقة الاستخدام:

ضع ورنيش VOCO Profluorid Varnish بالتساوي بحيث تتم تغطية السطح بالكامل بطبقة رقيقة. قم بترطيب المنطقة المراد استخدام العلاج بها (إما من خلال الشطف الخفيف أو من خلال إفراز اللعاب الطبيعي) للتأكد من ثبات VOCO Profluorid Varnish.

### ملاحظات/احتياطات:

- يجب أن يُنصح المرضى بتجنب الأطعمة الصلبة والكحول وتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط لمدة ٤ ساعات بعد العلاج.
- في حالات نادرة، تم الإبلاغ عن الإصابة بالوذمة، خاصة بعد وضع العلاج على أسطح أكبر.
- تم الإبلاغ عن حدوث ضيق في التنفس لدى الأطفال المصابين بالربو في حالات نادرة جداً عند استخدام مستحضرات مماثلة.
- قد يعاني المرضى ذوو الأجهزة الهضمية الحساسة من الغثيان بعد العلاج المكثف.
- في حالة فرط الحساسية: قم بإزالة الورنيش باستخدام فرشاة أسنان ناعمة وخيط تنظيف الأسنان، ثم اشطف المنطقة بالماء الدافئ.
- لا تضع أي مستحضرات أخرى تحتوي على الفلورايد في يوم العلاج.
- توقف عن تناول أقراص الفلورايد لبضعة أيام بعد العلاج باستخدام ورنيش VOCO Profluorid Varnish.
- لا تبتلع الورنيش.

### التخزين:

يُخزن في درجة حرارة ٤ درجات مئوية - ٢٣ درجة مئوية. لا تستخدم المنتج بعد مرور تاريخ انتهاء الصلاحية.

### التخلص من المنتج:

تخلص من المنتج وفقاً للمتطلبات المحلية التنظيمية.

