

VOCO GmbH
Departamento de Comunicación de conocimiento
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Alemania

info@voco.de
www.voco.dental



VOCO Profluorid Varnish

Descripción del producto:

VOCO Profluorid Varnish es un barniz de fluoruro para el tratamiento de superficies de esmalte y dentina. Es perfecto para una remineralización acelerada y la fluoración de la sustancia dental dura. Gracias a su matriz natural de colofonia, Varnish se adhiere también a superficies húmedas y tolera restos de humedad y saliva. A la composición del barniz se le ha agregado xilitol, al que se le reconoce un efecto inhibidor de la formación de caries, además de mejorar el sabor.

Componentes (entre otros):

VOCO Profluorid Varnish contiene colofonia, aroma artificial, fluoruro de sodio y xilitol. 1 ml de VOCO Profluorid Varnish contiene 50 mg de fluoruro de sodio, que se corresponden con 22,6 mg de fluoruro.

Contraindications:

- VOCO Profluorid Varnish contiene colofonia y aroma artificial. En caso de existir hipersensibilidad conocida (alergia) a estas sustancias, absténgase de aplicar VOCO Profluorid Varnish.
- VOCO Profluorid Varnish no debe aplicarse en pacientes con gingivitis o estomatitis ulcerosa.
- VOCO Profluorid Varnish no está indicado para el tratamiento sistémico.

Pacientes destinatarios:

VOCO Profluorid Varnish puede emplearse en todo tipo de pacientes, sin limitaciones de edad o sexo.

Características del producto:

Las características del producto cumplen los requisitos de la finalidad prevista y las normas de producto pertinentes.

Aplicación:

La aplicación de VOCO Profluorid Varnish debe llevarla a cabo un usuario profesional cualificado y formado en odontología. Dosis recomendada:

- Tratamiento de pacientes con dentadura de leche aprox. 0,25 ml de VOCO Profluorid Varnish
- Tratamiento de pacientes con dentadura mixta o permanente aprox. 0,40 ml de VOCO Profluorid Varnish

Aplique una película fina de VOCO Profluorid Varnish en la sustancia dental dura. Una película gruesa se desprende fácilmente y no ofrece ventajas terapéuticas.

Preparación:

Elimine todo el sarro dental de la superficie que se vaya a tratar. Para lograr un resultado óptimo se debe eliminar el exceso de líquido o de saliva de la superficie que se vaya a tratar.

Aplicación:

Aplique VOCO Profluorid Varnish de manera uniforme para que toda la superficie quede cubierta con una fina película. Humedezca la zona de aplicación (con un ligero enjuague o mediante la salivación natural) para garantizar el fraguado de VOCO Profluorid Varnish.

Indicaciones/medidas de prevención:

- Se debe indicar a los pacientes que se abstengan de comer alimentos sólidos, ingerir alcohol, cepillarse los dientes o utilizar seda dental durante las 4 horas posteriores al tratamiento.
- Raramente se ha notificado una hinchazón edematosa, especialmente después de la aplicación en superficies más extensas.
- En preparaciones equiparables se ha notificado muy raramente dificultad respiratoria en los niños con asma.
- Los pacientes con aparato digestivo sensible pueden presentar náuseas tras un tratamiento extenso.
- En caso de hipersensibilidad: elimine el barniz con un cepillo de dientes suave y seda dental, y a continuación enjuague con agua tibia.
- El día del tratamiento no se debe realizar ninguna otra aplicación con preparaciones con contenido de fluoruro.
- Se debe interrumpir la toma de comprimidos de fluoruro durante unos días después del tratamiento con VOCO Profluorid Varnish.
- No se debe ingerir el barniz.

Almacenamiento:

Almacene el producto a una temperatura de entre 4 °C y 23 °C. No utilice el producto una vez vencida la fecha de caducidad.

Gestión de desechos:

Deseche el producto conforme a la normativa local aplicable.

