

VOCO GmbH
Département communication-formation
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Allemagne
info@voco.de
www.voco.dental



VOCO Profluorid Varnish

Description du produit:

VOCO Profluorid Varnish est un vernis aux fluorures pour le traitement des surfaces amélares et dentinaires. Il est parfaitement apte pour une reminéralisation accélérée et la fluoruration des tissus dentaires. La matrice du vernis en colophane permet une bonne adhésion même aux surfaces humides et tolère les restes d'humidité et de salive. D'autre part, le vernis contient du xylitol qui améliore le goût et qui a un effet cariostatique prouvé.

Composants (entre autres):

VOCO Profluorid Varnish contient de la colophane, des arômes artificiels, de fluorure de sodium et du xylitol. 1 ml de VOCO Profluorid Varnish contient 50 mg de fluorure de sodium, correspondant à 22,6 mg de fluorure.

Contreindications:

- VOCO Profluorid Varnish contient de la colophane et des arômes artificiels. Ne pas utiliser VOCO Profluorid Varnish en cas d'hypersensibilités connues (allergies) aux composants du produit.
- Ne pas utiliser VOCO Profluorid Varnish chez des patients souffrant de gingivite ou de stomatite ulcéreuses.
- VOCO Profluorid Varnish n'est pas destiné à un traitement systémique.

Groupe cible de patients:

VOCO Profluorid Varnish peut être utilisé pour tous les patients, tous âges et sexes confondus.

Caractéristiques de performances:

Les caractéristiques de performances du produit sont conformes aux critères exigés par sa destination et aux normes applicables.

Utilisation:

L'application VOCO Profluorid Varnish est réservée aux utilisateurs ayant reçu une formation professionnelle en médecine dentaire.

Dose recommandée:

- Traitement de patients avec dents de lait env. 0,25 ml de VOCO Profluorid Varnish
- Traitement de patients avec denture mixte env. 0,40 ml de VOCO Profluorid Varnish

Appliquer une fine couche de VOCO Profluorid Varnish sur la substance dentaire dure. Un film épais se détache facilement et n'apporte aucun avantage thérapeutique.

Préparation:

Détartrer minutieusement la surface à traiter. Il est préférable, pour obtenir un résultat optimal, d'éliminer de la surface à traiter les excédents de liquide/salive.

Application:

Appliquer VOCO Profluorid Varnish en couche régulière pour recouvrir toute la surface d'un film fin. Humidifier les zones à traiter (soit en rinçant légèrement, soit avec la salivation naturelle) afin de garantir la prise de VOCO Profluorid Varnish.

Remarques, précautions:

- Indiquer aux patients qu'ils doivent éviter de prendre de la nourriture solide, de boire de l'alcool, de se laver les dents et d'utiliser du fil dentaire pendant les 4 heures qui suivent le traitement.
- Quelques cas rares de gonflements œdémateux, notamment après application sur des surfaces étendues ont été mentionnés.
- Des cas très rares de détresse respiratoire ont été observés avec des produits comparables chez des enfants souffrant d'asthme.
- Des nausées sont susceptibles de se manifester après un traitement de grande ampleur chez des patients ayant un appareil digestif sensible.
- En cas d'hypersensibilité : éliminer le vernis avec une brosse à dents souple et du fil dentaire, puis rincer à l'eau chaude.
- Ne pas procéder à d'autres traitements contenant des fluorures le jour du traitement.
- Suspendre pendant quelques jours la prise de comprimés de fluor après un traitement avec VOCO Profluorid Varnish.
- Ne pas avaler le vernis.

Stockage:

Stocker à une température entre 4 °C à 23 °C. Ne plus utiliser le produit après la date de péremption.

Élimination:

Éliminer le produit conformément aux réglementations locales.

