

VOCO GmbH
Knowledge Communication Department
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Niemcy
info@voco.de
www.voco.dental



VOCO Profluorid Varnish

Opis produktu:

VOCO Profluorid Varnish to lakier fluorkowy przeznaczony do stosowania na powierzchni szkliwa i zębiny. Doskonale nadaje się do przyspieszenia remineralizacji i fluoryzacji tzw. twardych tkanek zęba. Dzięki naturalnej matrycy kalafonicznej, przywiera nawet do wilgotnych powierzchni i znosi obecność resztkowej wilgoci i śliny. Lakier zawiera również dodatek ksylitolu. Oprócz właściwości poprawiających smak, ksylitolowi przypisuje się działanie kariostatyczne.

Składniki (m.in.):

VOCO Profluorid Varnish zawiera kalafonię, sztuczny aromat, fluorek sodu i ksylitol. 1 ml VOCO Profluorid Varnish zawiera 50 mg fluorku sodu, co odpowiada 22,6 mg fluorku.

Przeciwwskazania:

- VOCO Profluorid Varnish zawiera kalafonię i sztuczny aromat. W przypadku rozpoznanej nadwrażliwości (alergii) na składniki produktu VOCO Profluorid Varnish należy zrezygnować z jego zastosowania.
- Produktu VOCO Profluorid Varnish nie należy stosować u pacjentów z wrzodziejącymi zmianami zapalnymi dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej.
- VOCO Profluorid Varnish nie jest przeznaczony do systematycznego stosowania.

Grupa docelowa pacjentów:

Produkt VOCO Profluorid Varnish może być stosowany bez ograniczeń u wszystkich pacjentów, niezależnie od ich wieku i płci.

Właściwości produktu:

Właściwości produktu odpowiadają wymogom wynikającym z jego przeznaczenia oraz obowiązujących norm produktowych.

Zastosowanie:

Produkt VOCO Profluorid Varnish jest przeznaczony do stosowania przez użytkownika profesjonalnego posiadającego wykształcenie stomatologiczne. Zalecane dawkowanie:

- Pacjenci z uzębieniem mlecznym ok. 0,25 ml produktu VOCO Profluorid Varnish
- Pacjenci z uzębieniem mieszanym lub stałym ok. 0,40 ml produktu VOCO Profluorid Varnish

Na twarde tkanki zęba nanieść cienką warstwę produktu VOCO Profluorid Varnish. Grubsza warstwa produktu łatwo się łuszczy i nie zapewnia lepszego efektu terapeutycznego.

Przygotowanie:

Leczoną powierzchnię dokładnie oczyścić z kamienia nazębnego. Najlepsze wyniki zapewnia całkowite usunięcie nadmiaru wilgoci/śliny z leczonych powierzchni.

Aplikacja:

Równomiernie rozprowadzić VOCO Profluorid Varnish, pokrywając całą powierzchnię cienką warstwą produktu. Aby zapewnić prawidłowe związanie produktu VOCO Profluorid Varnish, zwilżyć leczoną powierzchnię (poprzez delikatne płukanie lub umożliwienie naturalnego przepływu śliny).

Informacje dodatkowe/środki ostrożności:

- Należy poinformować pacjenta, iż w czasie 4 godzin od zabiegu nie powinien spożywać pokarmów stałych, alkoholu, szczotkować zębów oraz używać nici dentystycznej.
- Po zastosowaniu produktu w rzadkich przypadkach obserwowano obrzęki, szczególnie po aplikacji na większej powierzchni.
- U dzieci z astmą bardzo rzadko obserwowano duszności po zastosowaniu podobnych preparatów.
- U pacjentów z wrażliwym układem pokarmowym mogą wystąpić nudności po pokryciu produktem dużej powierzchni.
- W razie wystąpienia objawów nadwrażliwości: usunąć lakier za pomocą miękkiej szczoteczki do zębów oraz nici dentystycznej, a następnie spłukać ciepłą wodą.
- W dniu zabiegu nie stosować innych preparatów zawierających związki fluoru.
- Po leczeniu za pomocą produktu VOCO Profluorid Varnish należy na kilka dni odstawić leki zawierające związki fluoru.
- Nie połykać lakieru.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze 4 °C - 23 °C. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Utylizacja:

Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

