

VOCO GmbH
Departamento de Comunicação de Conhecimento
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Alemanha
info@voco.de
www.voco.dental



VOCO Profluorid Varnish

Descrição do produto:

VOCO Profluorid Varnish é um verniz fluoretado para o tratamento de superfícies de esmalte e dentina. É ideal para a fluoretação e a remineralização acelerada dos tecidos duros dentários.

Em virtude da sua matriz natural de colofónia, o verniz também adere a superfícies húmidas, tolerando saliva e humidade residuais. O verniz também contém xilitol. Para além de propriedades relacionadas à melhoria do sabor, atribui-se ao xilitol um efeito cariostático.

Ingredientes principais:

VOCO Profluorid Varnish contém colofónia, aromatizante artificial, fluoreto de sódio e xilitol.

1 ml de VOCO Profluorid Varnish contém 50 mg de fluoreto de sódio, o que corresponde a 22,6 mg de fluoreto.

Contraindicações:

- O VOCO Profluorid Varnish contém colofónia e um aroma artificial. O VOCO Profluorid Varnish não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade (alergia) conhecida a qualquer um destes componentes.
- O VOCO Profluorid Varnish não deve ser usado em pacientes com inflamação ulcerosa das gengivas ou da mucosa oral.
- O VOCO Profluorid Varnish não se destina ao tratamento sistémico.

Grupo-alvo de pacientes:

O VOCO Profluorid Varnish pode ser aplicado em todos os pacientes sem limitações em virtude da sua idade ou sexo.

Caraterísticas de desempenho do produto:

As características de desempenho do produto estão em conformidade com a finalidade prevista e as normas relevantes do produto.

Aplicação:

A aplicação do VOCO Profluorid Varnish é realizada pelo operador com formação profissional em medicina dentária.

Dose recomendada:

- Tratamento de pacientes com dentes de leite aprox. 0,25 ml VOCO Profluorid Varnish
 - Tratamento de pacientes com dentição mista ou definitiva aprox. 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish
- Aplicar uma película fina de VOCO Profluorid Varnish no tecido dentário duro. Uma película grossa solta-se com facilidade e não traz vantagens terapêuticas.

Preparação:

Limpar bem o tártaro da área de tratamento. Para alcançar um resultado ideal, deve ser removido o excesso de líquido/saliva da superfície a ser tratada

Aplicação:

Aplicar o VOCO Profluorid Varnish uniformemente para que toda a superfície fique coberta com uma película fina. Humedecer a área de aplicação (através de uma lavagem suave ou por fluxo salivar natural) para garantir a presa do VOCO Profluorid Varnish.

Avisos, medidas de precaução:

- Os pacientes têm de ser alertados para não ingerir alimentos sólidos, álcool, não lavar os dentes nem usar fio dental 4 horas após o tratamento.
- Em casos raros, foram relatados inchaços edematosos, especialmente após a utilização em superfícies maiores
- Em produtos equiparáveis foi relatada muito raramente a falta de ar em crianças com asma.
- Pacientes com um sistema digestivo sensível podem sentir náuseas após um tratamento mais abrangente.
- Em caso de hipersensibilidade: Remover o verniz com uma escova macia e fio dental e depois enxaguar com água morna.
- No dia do tratamento não efetuar outras aplicações com produtos que contêm fluoreto.
- Suspender a tomada de comprimidos de fluoreto durante alguns dias após o tratamento com VOCO Profluorid Varnish.
- Não engolir o verniz.

Armazenamento:

Armazenar a temperaturas entre 4 °C - 23 °C. Não utilizar após expirar o prazo de validade

Eliminação:

Eliminar o produto de acordo com os regulamentos locais.

