

VOCO GmbH  
Bilgi İletişim Departmanı  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Almanya  
info@voco.de  
www.voco.dental



## VOCO Profluorid Varnish

### Ürün tanımı:

VOCO Profluorid Varnish, mine ve dentin yüzeylerin tedavisi için florür içeren bir parlaticıdır. Diş yapısının hızlandırılmış yeniden mineralizasyonu ve floridasyonu için idealdir. Doğal reçine matrisi sayesinde parlaticı nemli yüzeylere de yapışır ve nem ve tükürük kalıntılarını tolere eder. Parlaticıya ksilitol de eklenmiştir. Lezzet artırıcı özelliğine ek olarak ksilitolün, kariyostatik bir etkiye sahip olduğu da biliniyor.

### Malzemeler (diğerlerinin yanı sıra):

VOCO Profluorid Varnish reçine, yapay aroma, sodyum florür ve ksilitol içerir.  
1 ml VOCO Profluorid Varnish, 22,6 mg florüre karşılık gelen 50 mg sodyum florür içerir.

### Kontrendikasyonlar:

- VOCO Profluorid Varnish reçine ve yapay aroma içerir. VOCO Profluorid Varnish'in içeriğinde bulunan maddelere karşı bilinen bir duyarlılığı (alerjisi) olan kişilerde ürün kullanılmamalıdır.
- VOCO Profluorid Varnish ülseratif diş eti veya ağız mukozası iltihabı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
- VOCO Profluorid Varnish sistemik tedavi için tasarlanmamıştır.

### Hedef hasta grubu:

VOCO Profluorid Varnish yaş veya cinsiyet açısından herhangi bir kısıtlama olmaksızın tüm hastalarda kullanılabilir.

### Ürünün performans özellikleri:

Ürünün performans özellikleri, kullanım amacının gerekliliklerine ve ilgili ürün standartlarına uygundur.

### Uygulama:

VOCO Profluorid Varnish, diş hekimliği alanında profesyonel eğitim almış kullanıcılar tarafından uygulanır.  
Tavsiye edilen doz:

- Süt dişi dönemindeki hastaların tedavisi yaklaşık 0,25 ml VOCO Profluorid Varnish
- Diş değişimi veya kalıcı diş dönemindeki hastaların tedavisi yaklaşık 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish

Sert diş dokusuna ince bir tabaka halinde VOCO Profluorid Varnish uygulayın. Kalın bir tabaka kolayca çıkar ve terapötik açıdan hiçbir avantaj sağlamaz.

### Ön hazırlık:

Tedavi alanındaki diş taşlarını iyice temizleyin. Optimum sonuç elde etmek için, fazla sıvı veya tükürük işlem yapılacak yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

### Uygulama:

VOCO Profluorid Varnish'i, tüm yüzey ince bir tabakayla kaplanacak şekilde, eşit olarak uygulayın. VOCO Profluorid Varnish'in sertleşmesini sağlamak için uygulama alanını nemlendirin (hafif durulama veya doğal tükürük akışı ile).

### Uyarılar / tedbir önlemleri:

- Hastalara tedaviden sonra 4 saat boyunca katı yiyeceklerden, alkolden, dişlerini temizlemekten ve diş ipi kullanmaktan kaçınmaları tavsiye edilmelidir.
- Özellikle daha büyük yüzeylere uygulandıktan sonra nadiren ödematöz şişlikler bildirilmiştir.
- Benzer preparatlarda, astımı olan çocuklarda nadiren nefes darlığı bildirilmiştir.
- Hassas sindirim sistemine sahip hastalarda yoğun tedavi sonrası bulantı ortaya çıkabilir.
- Aşırı duyarlılık durumunda: Yumuşak diş fırçası ve diş ipi ile parlaticıyı temizleyin, ardından ılık suyla durulayın.
- Tedavi gününde başka florür içeren ürünler kullanmayın.
- VOCO Profluorid Varnish ile tedaviden sonra birkaç gün boyunca florür tabletlerini almayı bırakın.
- Parlaticıyı yutmayın.

### Depolama:

4 °C - 23 °C sıcaklıklar arasında saklayın. Son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayın.

### Bertaraf:

Ürün yerel resmî yönergeler uyarınca bertaraf edilmelidir.

