

VOCO GmbH
Knowledge Communication Department
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Німеччина
info@voco.de
www.voco.dental



VOCO Profluorid Varnish

Описання матеріалу:

VOCO Profluorid Varnish являє собою лак, який містить фторид, для обробки поверхонь емалі та дентину. Ідеально підходить для швидкої ремінералізації та фторування твердої тканини зубу. Завдяки своїй натуральній каніфольній матриці лак добре прилипає до вологих поверхонь і толерантний до присутності залишків вологи і слини. Крім того, до складу лаку доданий ксилітол. Окрім властивостей, що покращують смак, ксилітол має каріостатичний ефект.

Склад (o.i.):

VOCO Profluorid Varnish містить каніфоль, штучні ароматичні речовини, фторид натрію та ксилітол. 1 мл VOCO Profluorid Varnish містить 50 мг фториду натрію, які еквівалентні 22,6 мг фториду.

Протипоказання:

- VOCO Profluorid Varnish містить каніфоль та штучні ароматичні речовини. При наявності підвищеної чутливості (алергії) до компонентів матеріалу VOCO Profluorid Varnish слід відмовитися від його застосування.
- Не застосовувати VOCO Profluorid Varnish до пацієнтів з виразковими запаленнями ясен чи слизової оболонки порожнини рота.
- VOCO Profluorid Varnish не призначений для системного лікування.

Призначення:

VOCO Profluorid Varnish можна застосовувати без обмежень за віком та статтю.

Характеристики матеріалу:

Характеристики матеріалу відповідають вимогам призначення та відповідним нормам.

Застосування:

VOCO Profluorid Varnish застосовується професійними та навченими лікарями-стоматологами.

Рекомендовані дозування:

- Для лікування пацієнтів у тимчасовому прикусі ~ 0,25 мл VOCO Profluorid Varnish
- Для лікування пацієнтів у змінному чи постійному прикусі ~ 0,40 мл VOCO Profluorid Varnish

Нанести VOCO Profluorid Varnish тонким шаром на тверді тканини зубу. Товстий шар плівки легко видаляється та не має великого терапевтичного ефекту.

Підготовка:

Оброблювані ділянки ретельно очистити від зубного каменю. Для досягнення кращого результату видалити з оброблених поверхонь надлишки вологи та слини.

Накладання:

Рівномірно нанести VOCO Profluorid Varnish, щоб утворилася тонка плівка на всій поверхні, яку треба покрити. Зволожити оброблювану поверхню (легким промиванням або завдяки природному попаданню слини), щоб забезпечити застигання VOCO Profluorid Varnish.

Вказання/запобіжні заходи:

- Проінструктувати пацієнтів про те, що протягом 4 годин після проведеної обробки необхідно виключити вживання твердої їжі, алкоголю, чистку зубів, використання зубної нитки.
- У рідкісних випадках повідомлялося про набрякові прояви, особливо після використання на великих ділянках.
- При застосуванні порівнянних препаратів повідомлялося про вкрай рідкісні випадки виникнення задишки у дітей, які страждають від астми.
- У пацієнтів з чутливою травною системою після обробки великих ділянок можлива поява нудоти.
- При наявності підвищеної чутливості: Видалити лак м'якою зубною щіткою і зубною ниткою, потім промити теплою водою.
- У день проведення процедури не використовувати інші препарати, які містять фторид.
- Після проведення лікування лаком VOCO Profluorid Varnish на кілька днів призупинити прийом таблеток, які містять фторид.
- Лак не ковтати.

Зберігання:

Зберігати при 4 °C - 23 °C. Після закінчення терміну придатності матеріал більше не застосовувати.

Утилізація:

Утилізація матеріалу здійснюється згідно з локальними правовими нормами.

