

Công ty VOCO GmbH
Phòng Truyền Thông
Tri Thức Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Đức

info@voco.de
www.voco.dental



VOCO Profluorid Varnish

Mô tả sản phẩm:

VOCO Profluorid Varnish là loại sơn nha khoa chứa Flour để điều trị bề mặt men răng và ngà răng. Đây là sản phẩm thích hợp và lý tưởng cho việc đẩy nhanh quá trình tái khoáng hóa và Fluor hóa của men răng. Loại vecni này cũng bám trên cả bề mặt ẩm ướt nhờ thành phần chất nền từ nhựa thông tự nhiên cũng như có khả năng dung hòa độ ẩm và nước bọt còn sót lại trên men răng. Chất Xylitol đồng thời cũng được thêm vào loại sơn nha khoa này. Ngoài đặc tính cải thiện vị giác thì Xylitol còn được cho là có tác dụng ức chế sâu răng.

Thành phần (trong số những chất khác):

VOCO Profluorid Varnish có thành phần từ nhựa thông, hương liệu tổng hợp, Natri Floride và Xylitol.
1 ml VOCO Profluorid Varnish chứa 50 mg Natri Floride tương đương với 22,6 mg Fluoride.

Chống chỉ định:

- VOCO Profluorid Varnish có chứa nhựa thông và hương liệu tổng hợp. Không sử dụng sản phẩm này nếu đã biết là quá mẫn cảm (dị ứng) với các thành phần của VOCO Profluorid Varnish.
- Không sử dụng VOCO Profluorid Varnish cho bệnh nhân bị viêm loét nướu và niêm mạc miệng.
- Không sử dụng VOCO Profluorid Varnish để điều trị toàn thân.

Nhóm đối tượng bệnh nhân:

Có thể sử dụng VOCO Profluorid Varnish cho tất cả các bệnh nhân không giới hạn độ tuổi hay giới tính.

Đặc tính sản phẩm:

Đặc tính sản phẩm đáp ứng yêu cầu về mục đích sử dụng và tiêu chuẩn về sản phẩm liên quan.

Sử dụng:

Chỉ những người dùng được đào tạo chuyên môn trong ngành nha khoa mới được dùng vecni nha khoa VOCO Profluorid Varnish để điều trị.

Liều dùng khuyến nghị:

- Điều trị cho bệnh nhân răng sữa khoảng 0,25 ml VOCO Profluorid Varnish
- Điều trị cho bệnh nhân răng hỗn hợp hoặc răng vĩnh viễn khoảng 0,40 ml VOCO Profluorid Varnish

Bôi một lớp mỏng VOCO Profluorid Varnish lên men răng. Lớp dày sẽ dễ bị trôi đi và không đem lại lợi ích điều trị.

Chuẩn bị:

Làm sạch hết cao răng trên bề mặt điều trị. Để đạt được kết quả tối ưu, cần làm sạch các chất dịch hoặc nước bọt còn sót lại trên bề mặt điều trị.

Cách dùng:

Bôi đều VOCO Profluorid Varnish để phủ một lớp mỏng trên toàn bộ bề mặt. Làm ẩm vùng bôi vecni (bằng cách rửa qua hoặc bằng nước bọt tiết ra tự nhiên) để đảm bảo VOCO Profluorid Varnish đông kết lại.

Lưu ý / biện pháp phòng ngừa:

- Khuyến nghị bệnh nhân không được ăn thức ăn cứng, không uống rượu, không vệ sinh răng miệng cũng như không sử dụng chỉ nha khoa trong vòng 4 tiếng sau khi điều trị.
- Hiếm có báo cáo về trường hợp sưng tấy, phù nề, đặc biệt là sau khi bôi thuốc trên diện rộng hơn.
- Báo cáo về trường hợp khó thở ở trẻ em bị hen suyễn cũng rất hiếm gặp khi sử dụng các chế phẩm tương tự.
- Đối với trường hợp bệnh nhân có hệ tiêu hóa nhạy cảm, thì có thể xuất hiện hiện tượng buồn nôn sau khi bôi thuốc trên diện rộng hơn.
- Trường hợp quá mẫn cảm: Loại bỏ lớp sơn nha khoa bằng bàn chải mềm và chỉ nha khoa, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.
- Không được bôi các chế phẩm có chứa Flouride khác trong cùng ngày dùng loại vecni nha khoa này.
- Ngừng sử dụng thuốc uống có chứa Flouride vài ngày sau khi điều trị bằng VOCO Profluorid Varnish.
- Không được nuốt loại vecni nha khoa này.

Bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ 4 °C – 23 °C. Không sử dụng sản phẩm sau khi hết hạn.

Thải bỏ:

Thải bỏ sản phẩm theo quy định luật pháp của địa phương.

